

Kit - Test de Maddox

Ref. / PK9013

Le test de Maddox permet d'orienter le diagnostic vers un asynchronisme du capteur visuel.
Il permet également de mesurer l'impact d'un traitement postural sur le capteur visuel.
Ce kit comprend une "Baguette de Maddox" et un point lumineux "LightPoint" à positionner au mur entre 2 et 5 mètres.



Baguette de Maddox - Ref./NV4015

La baguette de Maddox est un appareil optique comportant une série d'hémi-cylindres transparents. Le sujet perçoit une ligne perpendiculaire à la direction des hémi-cylindres.



LightPoint - Ref./NV4014

Le LightPoint est composé d'une lampe à Led sur un support orientable avec adhésif double-face permettant de le positionner à une distance de 2 à 5 mètres du sujet à examiner.



Caractéristiques Techniques

Lampe à Leds
Batterie : 2 piles LR6 (non fournies)
le + du produit:
Fixation murale avec adhésif double face



COMMANDE / Pour obtenir un devis ou renseignements tarifaires :
Service commercial : +33 (0)6 82 09 79 8
contact@novalliance-posturologie.fr

